

Ameliyathane Pozisyon Pedleri
Cerrahi Alet Kutuları



deneyim ve teknolojinin


buluştuğu nokta



www.avrasyamedikal.com

Ürünler

- ◆ JEL POZİSYON PEDLERİ 1 - 6
- ◆ POZİSYON PEDLERİ 7
- ◆ SNOW PAC POZİSYON PEDLERİ 8 - 9
- ◆ CERRAHİ ALET KUTULARI 10-15
- ◆ SİLİKON CERRAHİ ALET ÇİMLERİ 16




MediOne® Spesifik hasta pozisyonlandırma çözümleri, cerrahi prosedürlerinizde hastanın pozisyonlandırılmasında pratik ve ekonomik bir ürün grubu olup, hastanın konforu ve emniyeti için çok yönlü, önemli bir bileşendir.

www.avrasyamed.com.tr

JEL POZİSYON PEDLERİ

- ◆ Viskoelastik polimer jelden imal edilmiştir.
- ◆ İnsan dokusuyla uyumludur.
- ◆ X-ışın geçirgen ve anti-bakteriyeldir.
- ◆ Kolayca tamir edilebilir.
- ◆ Basıncı azaltarak yatak yaralarını ve sinirlerin hasar görmesini engeller.
- ◆ Çalışma sıcaklık aralığı -10/50 °C
- ◆ Kolay temizlenir, uygun fiyatlı uzun ömürlüdür.
- ◆ CE Sertifikalıdır.
- ◆ Su geçirmez. Vücudun değişik bölgelerine ameliyatlarda destek sağlar.
- ◆ MRI uyumludur.
- ◆ Radyasyon tedavisinde güvenlidir.





SK-22



SK-22-3



SK-22-4

SK-22	20x4.5 cm
SK-22-3	15x3.5 cm
SK-22-4	9.2x2.4 cm

HALKA TİP KAFA PEDI

- Halka tip kafa pedi hastanın supin pozisyonda konumlandırıldığı tüm operasyonlarda baş desteği olarak mükemmel koruma sağlar.

ATNALI JEL KAFA PEDI

- Atmalı jel kafa pedi hastanın lateral veya pron pozisyonda konumlandırıldığı operasyonlarda hava girişi yolu sağlar.

SK-22-1	21x4.5 cm
SK-22-1-1	15x3.5 cm
SK-22-1-2	9.2x2.4 cm



SK-22-1



SK-22-1-1



SK-22-1-2

OFTALMİK JEL KAFA PEDI

- Tüm oftalmik ve yüzle ilgili operasyonlarda, KBB cerrahisinde başın stabil tutulması, korunması ve desteklenmesi için kullanılır.

SK-22-a	31x27x10 cm
SK-22-b	31x25x7.3 cm
SK-22-c	23x23x5.7 cm
SK-22-d	19x21.6x3.8 cm



SK-22-a



SK-22-b



SK-22-c



SK-22-d

OLUKLU JEL KAFA PEDI

- Supin pozisyonda hastanın başının optimum seviyede sabitlenmesi için kullanılır. Ayrıca diz ve baldır pozisyonlandırma ve korumada kullanılır.

SK-22-e	18x18x8 cm
---------	------------



SK-22-e

PRON JEL KAFA PEDI

- Hastanın pron pozisyonda konumlandırıldığı operasyonlarda hava girişi yolu sağlar.

SK-22-2	27x24x15 cm
---------	-------------




SK-22-2

JEL VÜCUT PEDİ

- Hastanın vücudundaki basıncın azaltılarak tüm ameliyat masası yüzeyine eşit şekilde dağıtılmasını sağlar. Ayrıca masanın baş, sırt, ayak bölümlerine göre ayrı ayrı temin edilir.

SK-23	160x50x1.3 cm
SK-23-1	183x50x1.3 cm
SK-23-2	84x50x1.3 cm
SK-23-1-1a(Baş)	50x23x1.3 cm
SK-23-1-1b(Sırt)	100x50x1.3 cm
SK-23-1-1c(Ayak)	50x50x1.3 cm



SK-23-5 / SK-23-5-1

JEL YENİDOĞAN İNKUBATÖR PEDİ


- Yenidoğan YB ünitelerinde yenidoğan hastaların vücutlarındaki basıncın azaltılması için kullanılır.

SK-23-5	60x33x1.3 cm
SK-23-5-1	60x40x1.3 cm

JEL MASA PEDİ (DÜZ TİP)

- Operasyonlarda çeşitli uygulamalar için kullanılır.

SK-24	42x42x1.3 cm
SK-24-2	38x38x1.3 cm
SK-24-2-1	40x40x1 cm
SK-24-2-2	40x45x1 cm
SK-24-3	32x32x1.3 cm



JEL MASA PEDİ (KUBBE TİP)

- Hastanın lateral pozisyonda konumlandırıldığı operasyonlarda kullanılır.

SK-24-1	40x45x1.6 cm
SK-23-4	80x45x1.6 cm
SK-23-3	160x45x1.6 cm




JEL DİZ PEDİ

◆ Litotomi pozisyonunda OBGY cerrahisinde kullanılır.

SK-25 40x24x1 cm
SK-25-1 50x52x1 cm

JEL LATERAL PED / JEL TİROİD PED

◆ Lateral ped, omuzun konumlandırılması, basıncın azaltılması ve sinirlerin korunması için kullanılır.
Jel tiroid ped, tiroidektomi için tasarlanmıştır.



SK-26 70x50x12/0.8 cm
SK-26-2 45x30x7 cm

SK-26

SK-26-2



SK-27-a



SK-27-b



SK-27-c

JEL HASTA POZİSYON PEDİ

◆ Çok yönlü bir pozisyonlandırıcı olup, tüm operasyonlarda kullanılır.

SK-27-a 25x13x3 cm
SK-27-b 35x12x3 cm
SK-27-c 46x11x3 cm

JEL PRON GÖĞÜS PEDİ

◆ Hastanın omuzundan göğsüne kadar olan bölgeye uygun olarak, yuvarlak kenarları ile torakstaki basıncı azaltmak için tasarlanmıştır.



SK-27-e(SOL) 70/58x20x5 cm
SK-27-d(SAĞ) 70/58x20x5 cm

SK-27-e

SK-27-d



SK-27



SK-27-1



SK-27-2



SK-27-3



SK-27-4

JEL OMUZ PEDİ

◆ Yarı dairesel tasarımı ile hasta supin pozisyonunda iken maksimum basınç koruması sağlar.

SK-27 diz ve ayak altına destek ya da omuz korumada; SK-27-4 diz ve ayak altı desteğinde, tiroidektomi operasyonlarında; SK-27-1 ve SK-27-2 ise hasta pron pozisyonunda iken göğüs altında destek için kullanılır.

SK-27 47x10x5 cm
SK-27-1 47x15x8 cm
SK-27-2 47x15x12 cm
SK-27-3 25x15x8 cm
SK-27-4 52x10x8 cm

JEL TOPUK PEDİ

SK-28 20x11x7 cm




SK-28



SK-28-1



SK-28-2



SK-28-3



JEL TOPUK DESTEKLEYİCİLER VE KORUYUCULAR

SK-28-1 16x8.5x5 cm
SK-28-2 17x18x1.3 cm
SK-28-3 17x23x1.3 cm

JEL KOL DESTEĞİ PEDİ / JEL LATERAL KOL DESTEĞİ PEDİ

SK-29 55x15x5 cm
SK-29-1(küçük) 41x15x5 cm
SK-29-1a(büyük) 55x15x6 cm



SK-29



SK-29-1



SK-29-1a



SK-17-a



SK-17-c

JEL EL VE AYAK BİLEĞİ / KOL DESTEĞİ KEMERİ

SK-17-a(El bileği koruyucu) 26x6x1 cm
SK-17-b(Ayak bileği koruyucu) 33x6x1 cm
SK-17-c(Kol desteği kemeri) 21x6x1 cm

JEL PRON POZİSYON PEDLERİ (SPİNAL CERRAHİ İÇİN)

SK-5-1a 52x31x1.3 cm (Wilson Tip)
SK-17-1 75x24.5x1.3 cm (Wilson Tip)
SK-17-1-1 1.3 cm (Relton Tip)



SK-17-1



SK-17-1-1



SK-5-1a



◆ JEL ÖN KOL KORUYUCU

◆ Supin pozisyonda kol ve dirsek koruması için kullanılır.

SK-17-2 46x21x0.8 cm
SK-17-2-1 38x11.5x0.8 cm

◆ JEL VÜCUT KEMERİ

SK-17-3 50x8.5x0.8 cm



SK-17-3



SK-17-3-1

◆ JEL OMUZ KEMERİ

SK-17-3-1 16x15x2 cm

◆ JEL ALLEN PED

◆ Litotomi pozisyonunda sinirlerin korunmasında kullanılır.

SK-17-4-1 68x38x1 cm



◆ JEL AYAK BİLEĞİ ASKISI

SK-17-5 40x3x1 cm

◆ JEL SNOW PAC A-1 TİP KORUYUCU

◆ A-1 Tip snow pac için tasarlanmıştır.

SK-17-6 100x73x1 cm



◆ JEL SNOW PAC B TİP KORUYUCU

◆ B Tip snow pac için tasarlanmıştır.

SK-17-6-1 88x72x1 cm

◆ JEL SNOW PAC C TİP KORUYUCU

◆ C Tip snow pac için tasarlanmıştır.

SK-17-6-2 30x40x1 cm



POZİSYON PEDLERİ

- ◆ Özel sünger iç yapısının üzeri poliüretan vinil ile kaplanmıştır.
- ◆ İnsan dokusuyla uyumludur.
- ◆ Su geçirmezdir. Vücudun değişik bölgelerine ameliyatlarda destek sağlar.
- ◆ Elastik ve yumuşaktır.




SUPIN POZİSYON PEDLERİ

- Kafa / Ayak Pedi
SK-1 22x16x11(5.5) cm
Kafa Pedi
SK-1-1 22x11.5x(5) cm
Omuz Pedi
SK-2 23x14x7 cm


PRON POZİSYON PEDLERİ

- Baş Pedi
SK-6 32x25x10 cm
Göğüs Pedi
SK-5-1 18x52x13 cm
Diz Pedi
SK-7 30x20x6 cm
Bacak Pedi
SK-3 40x17x17 cm



LATERAL POZİSYON PEDLERİ

- Bacak Pedi
SK-8 27x10 cm
SK-8-1 45x9 cm
SK-8-2 45x11 cm
SK-8-3 47x13.5 cm
SK-9 50x25x7 cm
SK-10 65x40x6 cm
Omuz Pedi
SK-12 22x15x12 cm



SNOW PAC PEDLERİ

- ❖ Snow-Pac pedleri içerişi binlerce plastik boncukla doldurulmuş yumuşak pedlerdir. Hastanın ilgili vücut kısmının etrafı snow-pac ile kaplanır. Pede takılan bir vakum hattı ile şişirilerek 15 saniye içerisinde boncukların etrafı atmosfer basıncı ile kaplanarak, boncukların hareket etmesi engellenir. Böylece hastanın daha stabil ve rahat pozisyonlandırılması mümkün hale gelir.

Snow-pac her şekle sokulabilir. Bu sayede hastanın her türlü pozisyonlandırılması sağlanır. Tüm vücudun üzerindeki basıncı eşit şekilde azaltmaya yardımcı olur.

Snow-pac ile pozisyonlandırma daha emin ve kısa sürede sağlanır.

Duvar tipi aspiratörler, cerrahi aspiratörler veya ameliyathanede kullanılan her hangi bir aspirasyon cihazı vakum kaynağı olarak kullanılabilir.

Snow-pac pedleri tekrar kullanılabilir, kauçuk vinilden üretilmiştir.

X-Ray ışınlarını geçirgen özelliğine sahiptir.

Her türlü kum torbası, havlu rulosu ve diğer pozisyonlandırıcıların yerine kullanılabilir. Dolayısıyla ekonomiktir.

Normal sabunlu sıvı çözeltileri veya gaz sterilizasyonu ile dezenfekte edilebilir.



◆ **BÖBREK POZİSYONU / LATERAL POZİSYON
NEFREKTOMİ (A TİP)
SEREBRAL PALSİ VAKALARI İÇİN (A-1 TİP)**

A-tip 73x100 cm
A-1 tip 73x100 cm
A-1-1 tip 90x100 cm
A-1-2 tip 73x100 cm
A-1-3 tip 90x100 cm



A tip



A-1 tip
A-1-1 tip



A-1-2 tip
A-1-3 tip



B tip

◆ **TROID POZİSYONU**

B tip 72x88 cm
B-1 tip 118x88 cm

◆ **KAFA SABİTLEME PEDI**

Yüz, göz veya dental cerrahide kafa sabitlemesi için kullanılır.

C tip 30x40 cm



C tip



D tip



◆ **SUPİN POZİSYON**

Ayak veya sırt bölgesinde kullanılır.

D Tip 30x55 cm

◆ **TAM VÜCUT POZİSYONU**

E tip 165x72 cm



E tip

◆ CERRAHİ ALET KUTULARI

◆ MIKNATISLI İĞNE VE BIÇAK TOPLAYICI

SK-18-1 17x8x2 cm
SK-18 14x4x1.5 cm



SK-18-1

SK-18

◆ MİKRO ALET KUTUSU

134° C otoklav / EO / Plazma ile steril edilebilir.

SK-19a(1F) 26x17x3 cm




SK-19 a (1F)

◆ MİKRO ALET KUTUSU - 2 KATLI

134° C otoklav / CEO / Plazma ile steril edilebilir.

SK-19 (2F) 26x17x4 cm



MIKRO ALET KUTUSU

134° C otoklav / CEO / Plazma ile steril edilebilir.

- SK-19-s 16x6x3 cm
- SK-19-1 25x5x2.5 cm
- SK-19-3 30x10x2.5 cm



SK-19-s



SK-19-1




SK-19-3

◆ **MİKRO ALET KUTUSU**

134° C otoklav / CEO / Plazma ile steril edilebilir.

SK-19-5-a (1F) 40x27x3.5 cm




SK-19-5-a

◆ **MİKRO ALET KUTUSU - 2 KATLI**


134° C otoklav / CEO / Plazma ile steril edilebilir.

SK-19-5 (2F) 40x27x4.5 cm




SK-19-5

LAPAROSKOP KUTUSU
134° C otoklav / CEO / Plazma ile steril edilebilir.
SK-20-1 48x9x5 cm



SK-20-1

OPTİK / ARTROSKOP KUTUSU
134° C otoklav / CEO / Plazma ile steril edilebilir.
SK-20-2 27.5x7x5 cm



SK-20-2

ENDOSKOPİK ALET KUTUSU


134° C otoklav / CEO / Plazma ile steril edilebilir.

SK-20-3 37x15x7 cm


SK 20-3 37x15x7 cm



SK-20-3 (Silikon Çim)



SK 20-3 (Silikon Çubuklu)




LAPAROSKOPIK ALET KUTUSU


134° C otoklav / CEO / Plazma ile steril edilebilir.

SK-20-4 60x20x6 cm

SK-20-4 60x20x6 cm



SK-20-4 (Silikon Çim)



SK-20-4 (Silikon Çubuklu)

LAPAROSKOP KUTUSU


134° C otoklav / CEO / Plazma ile steril edilebilir.

SK-21-1 63.5x25.5x15.5 cm

SK 21-1 63.5x25.5x15.5 cm



SK-21-1 (Silikon Çim)



SK 21-1 (Silikon Çubuklu)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

SK-21-A-1

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

SK-21-A-2



SK-21-A-1 (Tiroid)

BIOPSİ KUTUSU (PASLANMAZ ÇELİK)

SK-21-A (Iapa.)

31.5x8.5x3.2 cm

SK-21-1 (Tiroid)

16x16x3.2 cm

SK-21-A-2 (Göğüs)

15x14x3.2 cm

SK-21-A-3 (Mide)

31.5x8.5x3.2 cm

SK-21-A-4 (Safr Kesesi/Pankreas)

30x8.5x3.2 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

SK-21-A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

SK-21-A-4



SK-21-A-3 (Mide)

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

SK-13 40.5x17x15.5 cm

SK-13-2 100x30 cm

SK-14 200x14 cm

SK-14-1 70x7 cm



SK-13



SK-13-2



SK-14



SK-14-1


◆ SİLİKON ALET ÇİMLERİ

◆ SİLİKON ÇUBUK VE ÇİMLER

Silikon çubuk ve çim ürünler mikrocerrahi aletlerin korunması için tasarlanmıştır.
300 C°'ye kadar dayanıklılığını korur.



Silikon Çim




Silikon Çubuk



Silikon Çim (Delikli)

◆ SİLİKON ÇUBUK

SK-31	1.5x10x0.8 cm
SK-31-1	1.5x20x0.8 cm
SK-31-1-1	1.5x20x2.8 cm
SK-31-2	1.5x30x0.8 cm
SK-31-2-1	1.5x30x2.8 cm




Silikon Çim (Manyetolu)

◆ SİLİKON ÇİM (Düz)

SK-31-3	50x33x0.2 cm
---------	--------------

◆ SİLİKON ÇİM (Delikli)

SK-31-3-a	50x25x0.2 cm
SK-31-3-b	33x25x0.2 cm
SK-31-3-c	25x25x0.2 cm
SK-31-3-d	50x33x0.2 cm



Silikon Çim (Çivili Tip)

◆ SİLİKON ÇİM (Çivili)

SK-31-4	23.5x15x1.5 cm
SK-31-4-1	37x24.3x1.5 cm




◆ SİLİKON ÇİM (Manyetolu)

SK-31-5-1	40x35x0.6 cm
SK-31-5	38x30x0.6 cm

REFERANSLARIMIZ





AVRASYAMED MEDİKAL
Tıbbi Cihazlar ve Ürünler Paz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Üniversite Mahallesi Çimli Sokak Beytaş Apartmanı
No:6/5 Avcılar - İstanbul - TÜRKİYE
Tel.: +90 (212) 590 42 40-41 - Fax: +90 (212) 590 00 15
www.avrasyamed.com.tr - www.avrasyamedikal.com
info@avrasyamed.com.tr - [facebook/avrasyamedmedikal](https://facebook.com/avrasyamedmedikal)



Bu tanıtım materyali 1.000 Adet olarak
İstanbulform Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
tarafından 01.02.2016 tarihinde hazırlanmıştır / basılmıştır.

KOSGEB
www.kosgeb.gov.tr